

Elisa و Wb - I1/Tni1 نينوبورت دض ةليسننل ديحو داضم - P19237

رصنعنل مقرر: CM0007880

ةمدقم

بنرأ ن م بيكرتلل داعم ةليسننل ديحو داضم ةلضعلل) يرشبلل I1 نينوبورت فدهتسي لعافتي. ELISA و WB - J (ةئيطلبلة ةليلكيهال تالضعلل ثاأبأل بسانم. ذرلل عم آبللصتم. تاصيخشتل ريوطتو ةليلكيهال

ديزملل فرع

لماعمل	ةمقلا
جتنملا مسا	Troponin I1/Tni1 Rabbit mAb
راعنسم مس/اتاطحال م	TNN1; SSTNI; Troponin I1/Tni1
عاونال	ناسن
GeneID	7135
دضنملا	(P19237) يرشبلل I1/Tni1 نينوبورت نم 1-187 ةنيئمال اضاأال عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي بيكرتلل داعم يجامدنل نينوبورت
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليسننل ةديحو دادصأ
قبيطتلل	WB, ELISA
بللصتملا لعافتلا	ذر، ناسن
SWISS	P19237
ننوبوربلل نزو	22kDa
نحشلا	جلت سيك