


Elisa - Q8Td43 و Wb ل Trpm4 ل ةليسنن ل يداحأ داضم

رصنن عل مقرر: CM0008700



ةمدقم

TRPM4 دض بنرأل نم ةليسنن ل يداحأ داضم ل Western blot و ELISA. ةانق ةفيظو ةساردل بسانم. ثاحبأل ي ف مويسلالك لاب ةطشنم ل نويثاك ل ةيغانم ل او ةي بصعل او ةيئاعول ةي بلقل.

ديزم ل فرع

لم إعلم ل	ةم ي ل
جتنم ل مسا	TRPM4 Rabbit mAb
راعتسم مس/اتاطحال	EKVP6; LTrpC4; PFHB1B; TRPM4B; hTRPM4
عون ل	ناسن
ن ج ل فرع م	54795
ن ج ل فرع م	54795
دصتسم ل	TRPM4 (NP_060106.2) يرشب ل 1097-1214 ةني مأل اصامأل عم قفاوتي لسلست يل ع يوتحي بيكرت ل داغم يجامدن ني تورب
ردصم ل	بنرأ
ةف ل	ةليسنن ل يداحأ داضم
قيبطت ل	WB, ELISA
عطاقتم ل لغافت ل	ناسن
SWISS	Q8TD43
نيتورب ل نزو	134kDa
نحش ل	جلت سيك