


يغانم ال حيقل لل Trpm4 دض ةليسننل ددعت م داض م مسج م يزن إلاب طبترم ال يغانم ال صاصت م ال او (Wb) عوقننم ال (Elisa) - Q8Td43

رصننعل مقرر: CM0015822



ةمدقم

دض بنارال ن م ةليسننل ددعت م داض م مسج
حيقلت ي ف مادختس ال ق دصم TRPM4
يغانم ال صاصت م ال او تولب نرتسيول
ني تورب يل ع فرعتي . م يزن إلاب طبترم ال
ةانق وهو ، يذجل او يرأف او يرش ب ال TRPM4
ي ف كراشت مويسل ال لاب ةطشنم ةنيوني ت اك
ثا حبال بسانم . ةيغانم ال او ةيبلقل فئاظول
ةنيوني ال تاونقل .

ديزمل فرع

ةم لعل	ةمي قل
جت نمل مسا	TRPM4 دض بنارال ن م ةليسننل ددعت م داض م مسج
ةليدب ءامس / تاظحال م	EKVP6; LTrpC4; PFHB1B; TRPM4B; hTRPM4; TRPM4
عونل	يرشب
نيجل فرع م	54795
يغانم ال دضتسم ال	TRPM4 (NP_060106.2) يرشب ال TRPM4 ني تورب ن 240 يل 1 ن م ةنيوني ال صامجال قباطم يني م لسلست ن م نوكتي فشتؤم يغانم ال ني تورب
ردصم ال	بنرا
ةئفل	ةليسننل ددعت م داض م ماسح
تاقيبطت ال	WB, ELISA
لدابت م ال لعافت ال	ذرج ، رأف ، يرشب
زمر SWISS	Q8TD43
ني تورب ال نرو	نوتل دولي ك 134
نحش ال ةقيرط	جلت سيك