

Wb، Ihc-P، Tsc1 جليسين ال ددعت ماضم مسج If/Icc، Elisa - Q92574

رصنع ال مقرر: CM0014066



مقدم

دض بنارأل نم ةليسين ال ددعت ماضم مسج
TSC1 (Hamartin) WB و IHC-P و IF/ICC
ذرجل او رأفل او ناسنإل عم لعافت ي
ELISA. و
تاطبثم ليلحت و mTOR راسم ثاحبأل يلاثم
ماروأل.

ديزل فرعا

معلم ال	مقي ال
جتنم ال مسا	TSC1 Rabbit pAb
رخاء اسماء/اطح ال م	LAM; TSC; TSC1
عاون ال	ناسنإل
ناسنإل (ناسنإل) فرع م	7248
نيج ال فرع م	7248
دضتسم ال	يرشب ال TSC1 نم 600-700 ةنييمأل ضامأل نمض لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب (NP_000359.1)
ردصم ال	بنرأ
ةفء	ةليسين ال ددعت ماضم ماسجأ
تاقب طتل ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابت ال لعافت ال	ذرجل، رأفل، ناسنإل
SWISS	Q92574
نيوتورب ال نزو	نوتلاد وليك 130
نحش ال	جلت سيك