


Wb، Ip، Elisa - J- بنرأل نم ةلېسننل ايداحأ Tsc2 (Tuberin) داضم - P49815

رصنعأل مقرر: CM0003082



ةمدقم

TSC2 فدهتسي بنرأل نم ةلېسننل ايداحأ داضم J- هتخص نم ققحتل مت (tuberin) يرشبل ELISA، و، يعانم البيسرتل او، Western blot، ~201 يئيزجل نزول، ناسنإل عم لعافت ي تاراشإ ثاحبال بسانم. نوتلاد وليك mTOR/TSC.

ديزمأل فرعأ

لماعلم	هيمقأل
جتنمأل مسأ	TSC2 Rabbit mAb
راعسم مسأ/اتاطحال م	LAM; TSC4; PPP1R160; TSC2
عاونأل	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	7249
GeneID	7249
دضتسمأل	(P49815) يرشبل Tuberin نم 1700-1807 ةنيملأل ضامألأل لخاد لسلسلت عم قفاوتي يعانطصا ديتبب: يعانطصا ديتبب
ردصمأل	بنرأ
ةئفأل	ةلېسننل ايداحأ ةداضم ماسجأ
قبططأل	WB, IP, ELISA
عطاقتلمأل لعافتأل	ناسنإ
SWISS	P49815
نيوربأل نزو	201kDa
نحشأل	جلت سيك