

Tsc22D3 جـ If/Icc، Elisa - Q99576 دص ةلېسنللا يداحأ داضم

رصنعلا مقرر: CM0024611

ةمدقم

TSC22D3 فدهتسي بنراً ةلېسنللا يداحأ داضم ELISA جـ او IF/ICC جـ ل بسانم، (GILZ) يرشبللا يلاثم. ذرجل عمأبلاصتمةالغافت لغافت ي، بةهللا او، جمر بمللا ايلخلل توم ثاحبال لوزيتروكلل تاراشإو.

ديزمللا فرعإ

راي عملا	ةم يولا
جت نمللا مسا	TSC22D3 Rabbit pAb
ةراعتسم ءامسأ / تاطحالام	DIP; GILZ; DSIPI; TSC-22R; TSC22D3
عونلا	يرشب
م (يرشب) نجللا فرعم	1831
يعانملا دصتسملا	يرشبللا TSC22D3 نم 1-100 ةينمألا صامحال نمض لسلسلت عم قباطتي يعانطصا ديتب (NP_004080.2).
ردصملا	بنراً
ةئفلا	ةلېسنللا ةدغتم ةداضملا ماسحاللا
قبطتلا	IF/ICC, ELISA
بلاصتمةالغافتلا	ذرجل
SWISS	Q99576
نيتوربللا نزو	نوتلاد وليك 15
نحشلا	جلت سيك