

Wb، ف مادختس ال Tspan18 دض ةل س ن ال ددعت م داض م س ج Elisa - Q80Wr1

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0024013

ة م د ق م

Tspan18 دض ةل س ن ال ددعت م ب ن ر أ داض م س ج
ة خ ط ل ت ا ق ي ب ط ت ل ب س ا ن م ، ن ا ر ئ ف ل ا ب ص ا خ ل
ط ب ت ر م ل ا ي ع ا ن م ل ا ر ا ب ت خ ا ل ا و ن ر ت س ي و
ت ا ن ي ع ع م ه ت ي ل ا ع ف ن م ق ق ح ت ل ا م ت ، م ي ز ن ا ل ا ب
ن ي ط و ت Tspan18 م ط ن ي . ن ا ذ ر ج ل ا و ن ا ر ئ ف ل ا
م و ي س ل ا ك ل ا ت ا ر ا ش ا و Orai1.

د ي ز م ل ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	Tspan18 دض ةل س ن ال ددعت م ب ن ر أ داض م س ج
ي ر خ أ ا م س ا / ت ا ط ح ا ل ا م	6720430015; 2610042G18Rik; Tspan18
ع و ن ل ا	ر ا ف ل ا
ن ي ج ل ا ف ر ع م	241556
ي ع ا ن م ل ا د ض ت س م ل ا	(NP_899003.1) ر ا ف ل ا ب ص ا خ ل ا Tspan18 ن م 149-248 ة ي ن ي م ا ل ا ص ا م ا ل ا ن م ض ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب : ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا ل ا
ة ف ئ ة	ة ل س ن ال ددعت م ة داض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	م ي ز ن ا ل ا ب ط ب ت ر م ل ا ي ع ا ن م ل ا ر ا ب ت خ ا ل ا ، ن ر ت س ي و ة خ ط ل
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	د ر ج ل ا ، ر ا ف ل ا
SWISS	Q80WR1
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 28
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك