

Elisa - Q86Uf1 و Wb J- Tspan33 ل لئاسنل ددعت م داضم CM0029712: رصنع ال مقرر

مقدم

TSPAN33 ل بنرأل نم لئاسنل ددعت م داضم
ىلع فرعتي. ELISA و WB ل هنم ققحتل م
دضتسم. يذجل او يرأف او يرشب ال TSPAN33
C-terminus. فدهتسي يغانطصا ديتبب
تاي ركل نوكت تاساردل يلاثم. ADAM10 لغافت وءارمحل

ديزم ال فرع

لماعم ال	مىق ال
جت نمل م سا	TSPAN33 Rabbit pAb
راع تسم مس/اتاطحال م	PEN; PEN.; TSPAN-33; TSPAN33
عون ال	ناسن
ناسن (نجل ال فرع م)	340348
نجل ال فرع م	340348
دضتسم ال	(NP_848657.1) يرشب ال TSPAN33 ل C-terminus هانل الى 200 هني مأل صامأل ل خاد لسلسل ت عم قفاوتي يغانطصا ديتبب يغانطصا ديتبب
ردصم ال	بنرأ
هئف ال	لئاسنل ددعت م داضم
قبطت ال	WB, ELISA
عطاقت ال لغافت ال	درج، رأف، ناسن
SWISS	Q86UF1
ني تورب ال نزو	32kDa
نحل ال	جلت سيك