

Wb و If-P تارابتخالل Tspan7 دض ةليسنل ددعت م بناراً داضم و Elisa - P41732

رصنعلا مقرر: CM0026188

ةمدقم

ةداضم ماسجأ) ةليسنل ددعت م بناراً داضم
و WB في مادختسالل دمتعم (ةليسنل ددعت م
وليك 28) يرشب ال TSPAN7 فشك في ELISA و IF-P.
ذرجل او رأفل عم لدابت م لعافت عم (نوتلاد
ضارمأل او ايلخالل رثاكت ثاحبأل يلاثم.

ديزمل فرعا

راي عملا	ةميلا
جت ملسا	TSPAN7 Rabbit pAb
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	A15; MXS1; CD231; MRX58; CCG-B7; TM4SF2; XLID58; TALLA-1; TM4SF2b; DXS1692E; TSPAN7
عونلا	يرشب
نيجل فرعم	7102
يعانملا دضتسملا	(NP_004606.2) يرشب ال TSPAN7 نيتورب نم 240 لىل 140 نم ةينيملأل ضامحال عم قفاوتي لسلست لىل عيوتحي فلتؤم يجامدنا نيتورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليسنل ددعت م ةداضم ماسجأ
قيبطتلا	WB, IF-P, ELISA
لدابت م لعافتلا	ذرجل، رأفل
SWISS	P41732
نيتوربلا نزو	نوتلاد وليك 28
نحشلا	جلت سيك