

J- Txnip J- Wb، If/Icc، Elisa - Q9H3M7

رصد: CM0026063



مقدم

دعت مبنراً داضم مسج ويب ليماك مدقت
ل- هنم ققحتال مت TXNIP ل- داضم ةليسنال
WB، IF/ICC، ELISA. يرشب ال TXNIP فشتكي
لمعي. (نوتلاد وليك ~44) ينادرجل او يرأفل او
ةلخال ةرود فوو، يدسكأتل داهإل ي
ماروأل تبكو.

ديزمال فرع

راي عمال	هميالا
جتنم الم سا	J- TXNIP ل- ةليسنال دعت مبنراً داضم مسج
رخأءامس/اطاحالم	THIF: VDUP1: ARRD6: HHCPA78: EST01027: TXNIP
يحل ناكال	ناسنال
ناسنال) نيحل فرع	10628
يعانم الدصتسمال	(NP_006463.3) يرشب ال TXNIP نيورب نم 1-166 ةنيمال ضامأل نمض لسلسل قباطم يعانطصا دي تبب
ردصمال	بنرال
ةفالا	ةليسنال دعت مبنراً داضم ماسجأ
قبططال	WB، IF/ICC، ELISA
كرتشمال لعافتال	درجال، رأفل، ناسنال
SWISS	Q9H3M7
نيوربل ليئي زوال	نوتلاد وليك 44
حشال	جلت سيك