

ي ف م ادخ تسال ل Tyk2 دض ة ل يس ن ل ددع ت م ب ن ر أ داض م مسج Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29597

مصنوع ال مقرر: CM0021533



ة مدقم

ددع ت م ل داض م ل ب ن ر أ ل مسج ف ش ت ك ي ناس ن إ ل ي ف Tyk2 ن ي ت و ر ب Tyk2 pAb ة ل يس ن ل IHC-P, IF/ICC, و ELISA. اذ ه ن ز و ب JAK ة ل ئ ا ع ن م ز ا ن ي ك ل اذ ه ن و ر ي ف ر ت ن إ ل ا ت ا ر ا ش إ ط س و ي ن و ت ل ا د و ل ي ك 134 ة ر ط ف ل ا ع ا ن م ل ل ي س ا س أ و ه و ، ن ي ك و ت ي س ل ا و ة ي ف ي ك ت ل ا و .

ي ز م ل ا ف ر ع ا

راي ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	TYK2 (TYK2 Rabbit pAb) دض ة ل يس ن ل ددع ت م ب ن ر أ م س ج
ي ر ع أ ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	JTK1; IMD35; TYK2
ع و ن ل ا	ناس ن ا
م (ناس ن إ ل ا) ن ج ل ا ف ر ع م	7297
ن ج ل ا ف ر ع م	7297
ي ع ا ن م ل ا دض ت م س ل ا	NP_003322.3) ي ر ش ب ل ا Tyk2 ن ي ت و ر ب ن م 1102-1182 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ل ق ب ا ط م ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ح ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر دص م ل ا	ب ن ر أ
ة ل ا	ة ل يس ن ل ا ددع ت م ب ن ر أ م س ج
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	د ر ج ل ا ، ر أ ف ل ا ، ن ا س ن إ ل ا
SWISS	P29597
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 134
ن ح ش ل ا	د ي ر ب ت س ي ك