

تاقىب طتلل U2Af2/U2Af65 دض ةلئسنل ددعت ماضم مسج Wb و If/Icc و Ip و Elisa - P26368

رصنع ال مقرر: CM0022389



ةمدقم

فدهتسي ةلئسنل ددعت مبنراً داضم مسج
م. U2AF2/U2AF65 يرشب ال نيتورب ال
WB و IF/ICC تام ادختسال هتجالص نم ققحت ال
رأفلاو ناسنل نم لك عم لعافت. IP و ELISA
ةجلالعمو يقاقشنال طبرل ثاأل يلاثم
ل. اسرمل انرل ريدصت و 3' ةياهن

ديزمال فرع

لماعلم	همىل
جتنم ال مس	U2AF2/U2AF65 Rabbit pAb
راعتسم مسا / تاطحال م	U2AF65; U2AF2/U2AF65
عونل	ناسنل
ناسنل (لج ال فرع م)	11338
نجل ال فرع م	11338
يعانم الدضتسم ال	U2AF2/U2AF65 (NP_001012496.1) يرشب ال نيتورب ال نم 471 لى 192 نم amino acids لسلسل يلى ع يوتحي فلتؤم يجامدنا نيتورب
ردصم ال	بنرأ
ةئفلا	ةلئسنل ددعت ماضم ماسجأ
قبططال	WB, IF/ICC, IP, ELISA
يضرع لعافت	رأف, ناسنل
SWISS	P26368
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 54
نحشال	جلت سيك