

Uba6 J- Wb, If/Icc, Ip, Elisa - A0Avt1

مصنع: CM0026263



مقدم

قوت الحالت مت ةل س ن ل ا د د ع ت م ب ن ر أ د ا ض م م س ج م ي ز ن إ و ه و ، UBA6 (UBE1L2، E1-L2) د ض ه ن م Wb، J- ب س ا ن م . ن ي ت ي و ك ي ب و ي ل ل ط ش ن م . ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا ن م ت ا ن ي ع ي ل ع I f / I c c ، I p ، E L I S A . ن ي ت ي و ك ي ب و ي ل ا ر ا س م ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م ة ب و ص خ ل ل ا و .

ديزم الفرع

رأي عم الم	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	Uba6 د ض ة ل س ن ل ا د د ع ت م ب ن ر أ د ا ض م م س ج
ي ر خ أ ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	E1-L2، MOP-4، UBE1L2، UBA6
ن ا ك ل ا	ا ن ا س ن إ ل ا
ن ي ج ل ا ف ر ع م	55236
ي ع ا ن م ل ا د ص ت م ل ا	Uba6 (NP_060697.4) ي ر ش ب ال UBA6 ن ي ت و ر ب ن م 1-260 ة ن ي م أ ل ا ص ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ن ج ه م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا د د ع ت م ة د ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	Wb، If/Icc، Ip، Elisa
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف ل ا ، ن ا س ن إ ل ا
SWISS	A0AVT1
ن ي ت و ر ب ل ل ي ة ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 118
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك