

و Wb تاقىب طتل Anti-Ubac2 ةل س ن ل ددع ت م داض م س ج If/Icc و Elisa - Q8Nbm4

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0015365

ة م د ق م

ب ن ر أ ل ن م ة ل س ن ل ددع ت م داض م س ج
ق ا ط ن ل ع ي و ت ح م ل ن ي ت و ر ب ل ف د ه ت س ي
م ت . (UBAC2) 2 ن ي ت ي و ك ي ب و ي ل ا ب ط ب ت ر م
ن ر ت س ي و ة خ ط ل ت ا ق ي ب ط ت ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل
ي ع ا ن م ل ق ل أ ت ل ا و ، (Western blot)
ع م ل ع ا ف ت ي . ELISA و ، (Immunofluorescence)
ة ل م ع ي ف ك ر ا ش ي . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا
ة ي م ز ا ل ب و د ن إ ل ا ة ك ب ش ل ل ي ت ا ذ ل م ا ه ت ل ل ا
Wnt ت ا ر ا ش إ ر ا س م و (ER-phagy)

د ي ز م ل ف ر ع ا

ة م ل م ل	ة م ي ق ل
ح ت ن م ل م س ا	UBAC2 Rabbit pAb
ى ر أ ء ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	PHGDHL1; UBAC2
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن إ ل ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	337867
ن ي ج ل ا ف ر ع م	337867
ل م ص ت س م ل ا (Immunogen)	220-310 ن م UBAC2 ي ر ش ب ل ا (NP_001137544.1) ة ن ي م أ ل ا ص ا م ا ل ا ل ب ا ق ي ل س ل س ت ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل د ا ع م ي ح ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ا	ة ل س ن ل ددع ت م داض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	Q8NBM4
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 39
ل ح ش ل ا	ج ل ث س ي ك