

Anti-Ubash3B J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tf42

رخصن عمل مقرر: CM0030893



مقدم

UBASH3B دض بنرأل نم لئاسنل ددعت م داضم (STS-1/TULA-2) ل WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. يلاثم. ذرل او، رأف، ناسنل عم لعافت ي لبق تسمل نيسوري تل زانيك ةراش ةسار دل (ubiquitination). 73kDa. طبارتل تاراسمو

ديزل فرع

لماعل	هميل
جتنم المس	UBASH3B Rabbit pAb
راعتسم مس/اتطال م	p70, STS1, STS-1, TULA2, TULA-2, UBASH3B
عاول	ناسن
نجل فرعم	84959
دصتسم	UBASH3B (NP_116262.2) يرشب ال 1-300 ةني مأل ضامأل عم قفاوتي لسلسل ىل لم تشي بيكرتل داغم يجامدن نيتورب
ردصم	بنرأ
ةف	لئاسنل ددعت م داضم
قبطتل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقم تل لعافت	ذر، رأف، ناسن
SWISS	Q8TF42
نيتورب ال نزو	73kDa
نشل	جلت سيك