

و Wb تاي نقت ل Ube2NL داضم ةلي سننل ددعت م داضم مسج Elisa - Q5Jxb2

رصنع ال مقرر: CM0030540

ةمدقم

بنرأل نم ةلي سننل ددعت م داضم مسج
مي زنإ) يرش بل UBE2NL ني تورب فدهت سي
(ضرت فم ال E2 N-like ني تيوكي بوي ال نارتقا
ELISA و (Western blot) نرتسي و ةخطل لي لحتل
ثا حبأل بسانم . نارئ فل عم لعافت
خرب ال ةجسنأ تاساردو ني تيوكي بوي ال

ديزم ال فرع

ةمدقم	ةمقو
حتنم ال مسأ	UBE2NL Rabbit pAb
ةلي دب ءامسأ/تاطحال م	Li174, UBE2NL
عاونأل	يرش ب
نيج ال فرعم	389898
دصتس م	يرش بل UBE2NL نم 1-100 ةني مأل ضامأل عم قفاوتي لسلسل تي لعي وتحي بيكرت ال داغم يجامدن ني تورب (NP_001013007.1)
ردص م	بنرأ
ةئف	ةلي سننل ددعت م داضم ماسجأ
قيبطت ال	WB, ELISA
لدابت م لعافت ال	رأف ، يرش ب
SWISS	Q5JXB2
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 17
نحش ال	جلت سيك