

Wb و If/Icc تارابتخال Ube2R2 دض ةليسنال ددعت ماضم مسج Elisa - Q712K3 و

رصنعال مقرر: CM0030064



ةمدقم

UBE2R2 لـ ةليسنال ددعت ماضم مسج و WB و IF/ICC تارابتخال يف مادختسالل قثوم فدهتسي. ذرجالو رأفلو ناسنال ىدل ELISA (هنزو) E2 R2 ني تيوكي بويلا طبر مي زنإ (UniProt Q712K3، نوتلاد وليك 27 يئي زجال ني تيوكي بويلا راسم يف كراشمالا. فلتؤمالا يعانمالا دضتسمال.

ديزمالا فرع

ةمدقمال	ةمقال
جت نمال مسا	UBE2R2 Rabbit pAb
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	UBC3B; CDC34B; E2-CDC34B; UBE2R2
عونال	ناسنال
نجال فرعم (ناسنالل)	54926
نجال فرعم	54926
يعانمالا دضتسمال	(NP_060281.2) يرشبلا UBE2R2 لـ 238 ىلإ 1 نم ةيني مالاضامال عم قفاوتي لسلسلت ىلع يوتحي فلتؤم يجامدنا ني تورب فلتؤم ني تورب
ردصمال	بنرا
ةفلا	ةليسنال ددعت ماضمالا ماسحال
قبطتال	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتال لعافتال	درج، رأف، ناسنال
SWISS	Q712K3
نيتوربال نزو	نوتلاد وليك 27
نحشال	جلت سيك