


خيط لتل Ufd1L دض بنراً ةل س نل ددعت م داض م س ج Q92890 - ازي ل إل، If/Icc، ي ب ر غ ل

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0029689



ة م د ق م

فدهت س ي ة ل س ن ل ددعت م بنراً داض م س ج
خيط لتل ب س ان م ، ي ر ش ب ل UFD1L ن ي ت و ر ب
ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي . ا ز ي ل إ ل و ، I F / I C C ، ي ب ر غ ل
UFD1L ي د ؤ ي . ن ا ر ئ ف ل و ر ش ب ل ع م ي ل د ا ب ت
ة ك ب ش ل ا ب ط ب ت ر م ل ل ل ح ت ل ا ي ف ف ئ ا ط و
ي م ا س ق ن ا ل م ي ط ن ت ل و ا و ي م ز ا ل ب و د ن إ ل .

دي ز م ل ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ن م ل م س ا	UFD1L Rabbit pAb
ر ا ع ت س م ل م س ا ل / ت ا ط ا ح ا ل م	UFD1L
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
ر ش ب ل ل (ر ش ب ل ل) ف ر ع م	7353
ن ي ج ل ا ف ر ع م	7353
ي ع ا ن م ل د ض ت س م ل ا	ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ددعت م داض م ل م ا س ج ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, ELISA
ي ل د ا ب ت ل ع ا ف ت ل ا	ي ر ا ف ، ي ر ش ب
SWISS	Q92890
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 35
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك