


مادختس ال Ulk4 - داضم ةل س ن ل ددعت م ب ن ر أ داضم مسج ف Wb، If/Icc، Elisa - Q96C45

مصنع ال مقرر: CM0025289



ةمدقم

فدهتسي ةل س ن ل ددعت م ب ن ر أ داضم مسج
ن م ققحتل م ت ULK4، يرش بل فئال زانك
ELISA و IF/ICC و WB تاقى بطتل هتصح
ذجل او رافل او ناسنل ف ULK4 فشتكي
غوهجديه تاراش او باصعأل ملع ثاحبال بسانم

ديزل فرع

راى عم ال	هم ي ال
جتنم ال مس	ULK4 - ةل س ن ل ددعت م ب ن ر أ داضم مسج
ىرخ اءاس/اتاطح ال م	FAM7C1; REC01035; ULK4
عون ال	ناسن
نجل ال فرعم	54986
نجل ال فرعم	54986
يعانم ال دضتسم ال	(NP_060356.2) يرش بل ULK4 م 1-290 ةني مأل اضا محال عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب
ردصم ال	ب ن ر أ
ةفلا	ةل س ن ل ددعت م داضم ماسج
قى بطتل ال	WB، IF/ICC، ELISA
عطاقم ال لعافت ال	ذجل، رافل، ناسنل
SWISS	Q96C45
نيتوربل ل يئى زجل نزل	نوتلاد وليك 142
نحش ال	جلت سيك