


Upf3A جـ Wb، If/Icc، Elisa - دى ةل سىننلا ددعت م داض م سىج Q9H1J1

رصىننعل مقرر: CM0017955



ةمدقم

دض بنرأل نم ةل سىننلا ددعت م داض م سىج UPF3A و ELISA، IF/ICC، WB، ل بسانم، ىرشب ال UPF3A فشتك ى. ذىلالو رآف ال عم آىلدابت لعافتى ثاىبال ىلاثم؛ نوتلاد ولىك 55 نزوب آطىرش لقنو ىنعم الل ةطاسوب لاسرمل انرلا للحت انرلا.

دىزم ال فرعا

راىعم ال	همىق ال
جتنم ال مسا	بنرأل نم ةل سىننلا ددعت م داض م سىج UPF3A
ىرخأ ءامسأ / تاطحال م	UPF3; HUPF3A; RENT3A; UPF3A
عون ال	ىرشب
مىنن ال فرعم (ىرشب)	65110
مىنن ال فرعم	65110
ىعانم ال دضتسم ال	ىرشب ال UPF3A نم 327-476 ةنىم ال اضاىمال عم قفاوتى لىلست ىلع ىوتى بىكرت ال داىم ىجامدن نىتورب (NP_075387.1).
ردصم ال	بنرأ
ةفء ال	ةل سىننلا ددعت م داض م سىج
قىبطت ال	WB، IF/ICC، ELISA
ىلدابت ال لعافت ال	ذىلال، رآف ال، لاسن ال
SWISS	Q9H1J1
نىتورب لل ىئىزى ال نزول	نوتلاد ولىك 55
نشل ال	جلىك سىك