

Upk3A بئرأ ددعت م لئاسنل ددعت م بئرأ Upk3A داضم CM0013397: رصنع ال مقرر

ةمدقم

نم ةدوجل ال لئاسنل ددعت م داضم مسج م ت. (uroplakin-3a) يرشبل ال UPK3A دض بئرأل ل عافت ي. WB, IF-P, ELISA. ل هتحص نم ققحت ال تاساردل يلاثم. ذرل، رأف، ناسنل عم ةيولوبل ةيراهظل الالخل زيامت.

ديزمل فرع

راي عم ال	همي ال
جت نم ال مس	UPK3A Rabbit pAb
راع تسم مس/اتاطحال م	UP3A; UPK3; UPIII; UPIIIA; UPK3A
عاون ال	ناسن
ناسن (ن ج ال فرع م)	7380
ن ج ال فرع م	7380
دضت سم ال	UPK3A (NP_008884.1) يرشبل ال UPK3A نم 19-207 ةيني ال اصام ال عم قفاوتي لس لسست يلع يوتحي بيكرت ال داعم يجامدن ني تورب
ردص ال	بئرأ
ةئف ال	لئاسنل ددعت م داضم ماسج
قبطت ال	WB, IF-P, ELISA
عطاق م ال لعافت ال	ذرل، رأف، ناسن
SWISS	075631
نيتورب ال نزو	31kDa
نحل ال	جلت سيك