


Usp33 - جلداضم الةليسننل ةددعتم ةداضم الماسجال Elisa - Q8Tey7 و If/Icc و Ihc-P و Wb تاقيبطلل رمصنعل مقرر: CM0019365



ةمدقم

ةدوجل اليلاع بنرأة لةليسننل ددعتم داضم مسج
(VDU1) يرشب ال USP33 فدهتسي
ELISA و IF/ICC و IHC-P و WB تاقيبطلل
ثاابأة ساسأة اءا. ذرلل اورأفل عم لعافت
ميسجل ايجولويب، نيتيوكي بوي ال عزن
GPCR لقنو، يزكرم ال

ديزم الفرع

راي عم ال	ةمق ال
جت منم الم سا	USP33 Rabbit pAb
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	VDU1; USP33
عون ال	يرشب
نيجل فرعم	(يرشب) 23032
يعانم لدصتسم ال	(NP_963920.1) يرشب ال USP33 نيتورب نم 400 إل 290 نم ةنيمةالاضامحال عم قفاوتي لسلست يل ع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب
ردصم ال	بنرأ
ةئفة	ةليسننل ةددعتم ةداضم الماسجال
قيبطلل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابتم لعافت ال	ذر، راف، يرشب
زمر SWISS	Q8TEY7
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 107
نحش ال	جلت سيك