

Usp53 بـ نرأ ددعت م لئاسن ل Wb، If/Icc، If-P، Elisa - Q70Ek8

رصنع ل مقرر: CM0021042

ةمدقم

ققحت ل مت لئاسن ل ددعت م بـ نرأ USP53 داضم لكشب فشكي WB، IF/ICC، IF-P، ELISA. ل هـ م مـ زنإ وهـ ، يرأف لاو يرشب ل USP53 نع صاخ نزوب ةمكحم ل تالصولا م نيـ تيوكي بوي ةلازا يـ فـ أرود بعلي و ، نوتلاد وليك 120 يـ ئـ زجـ . زحاح ل ةفيظوو عمس ل

ديـ مـ لـ فرعـ

لـ مـ لـ	لـ صـ لـ
جتـ مـ لـ مـ سا	USP53 Rabbit pAb
راعـ تـ سـ مـ سـ / تـ اطـ حـ لـ مـ	53 ددح م نيـ تيوكي بوي زاديـ تبـ بـ : USP53
عـ اـ وـ أـ لـ	ناسنإ
مـ (ناسنإ) نـ جـ لـ فرعـ مـ	54532
نـ جـ لـ فرعـ مـ	54532
دصـ تـ سـ مـ لـ	(NP_061923.2) يرشب ل USP53 م 495-582 ةنيـ مـ أـ لـ صـ اـ حـ أـ لـ جـ اـ دـ لـ سـ لـ سـ تـ عـ مـ قـ فـ اـ وـ تـ يـ فـ لـ وـ مـ نيـ تـ وـ رـ بـ
ردصـ مـ لـ	بـ نـ رـ أـ
فـ ئـ ةـ	لئاسن ل ةددعت م داضم ماسـ حـ أـ
قـ يـ بـ طـ تـ لـ	WB، IF/ICC، IF-P، ELISA
عـ طـ اـ قـ تـ مـ لـ عـ اـ فـ تـ لـ	رأف ، ناسنإ
SWISS	Q70EK8
نـ يـ تـ وـ رـ بـ لـ نـ زـ وـ	120kDa
نـ حـ شـ لـ	جـ لـ تـ سـ يـ كـ