

J- Vdac1 J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21796

رخصن عل مقرر: CM0003743



ةمدقم

J- VDAC1 ةل س ن ل ا ي د ا ح أ ب ن ر أ د ا ض م م س ج
WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ة ا ق ي ب ط ت ل ه ن م ق ق ح ت م
ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا ع م ع ط ا ق ت م ل ع ا ف ت ع م
ب ب ر ه ك د ه ج ت ا ذ ة ي ن و ي أ ة ا ن ق ف د ه ت س ي . ذ ر ج ل ا و
ا ي ا ل خ ل ا ت و م ي ف ك ر ا ش ت ا ي ر د ن و ك و ت ي م ل ا ي ف
ت ا ب ل ق ت س م ل ا ل ق ن و ج م ر ب م ل ا

دي ز م ل ا ف ر ع ا

ةمدقم	ةمدقم
ج ت م ل ا م س ا	J- VDAC1 ةل س ن ل ا ي د ا ح أ ب ن ر أ د ا ض م م س ج
ي ر خ ا ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل ا م	PORIN; VDAC-1; VDAC1
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن إ ل ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	7416
ن ي ج ل ا ف ر ع م	7416
ي ع ا ن م ل ا د ض ت س م ل ا	ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ةل س ن ل ا ة ي د ا ح أ د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا , ر أ ف ل ا , ن ا س ن إ ل ا
SWISS	P21796
ن ي ت و ر ب ل ل ا ي ة ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 31
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك