

Wb، Ip، Tاقىببطلل Vdr ءب برأ ءللسنل دىو ءاض م سىج If/Icc، If-P، Ihc-P، Elisa - P11473

رصىنل مقرر: CM0004245



ءمءقم

قءوم VDR ءب برأ ءللسنل دىو ءاض م سىج WB، IP، IF/ICC، IF-P، IHC-P، ELISA. ء ءنمءف لبقتسم فشكى. (نولء ءللىك ~48). موىسللكل نزاوء فى ءاسارءلل لىلاءم، ءامءل ءاراشو، نىنل ءسنل مىطنء ءىءارفصل.

ءىزملاء فرءا

رءىءملاء	ءمىللاء
ءننملاء مسا	VDR ءب برأ ءللسنل دىو ءاض م سىج
ءلءب ءامسا / ءاطءالم	NR1H1; PPP1R163; VDR
ءونلاء	رىشب
نىنل فرءم	7421
ىعانملاء ءننملاء	ىعانطصا ءىءبب
رءصملاء	برأ
ءءلاء	ءللسنل ءءىو ءاضملاء ماسءلاء
قىببطللاء	WB، IP، IF/ICC، IF-P، IHC-P، ELISA
لءابنملاء لءافءلاء	ءرء، رءف، رىشب
SWISS	P11473
نىءوربلاء نرء	نولء ءللىك 48
نءشلاء	ءلء سىك