

Anti-Biii-Tubulin (Tubb3) J- Wb, Ip, If, Ihc, Elisa - Q13509

رخصن عل مقر : CM0007312



ةمدقم

ةللسنل دىحو داضم ةحص نم ققحتل مت
ل- β III-Tubulin (KO Validated) ل- داضم ل بنرألل
ل دابتم لكشب لعافتى. WB, IP, IF, IHC, ELISA.
هيجوت تاساردل يلاثم. نارئفل او رشب ل عم
ن. اطرسلاو ةبصع رواجمل

دىزم ل فرعا

لماعل	ةمقل
جتنم ل مسا	[KO Validated] β III-Tubulin Rabbit mAb
راعس م س/اطاحال م	CDCBM, FEOM3, TUBB4, CDCBM1, CFEOM3, beta-4, CFEOM3A, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III
عونل	Human
GeneID (Human)	10381
دصتسم ل	β III-Tubulin (NP_006077.2) نم 351-450 ةنمأل اضاأل عم قفاوتى يعانطصا دىتب
ردصم ل	Rabbit
ةفلا	Monoclonal Antibodies
قبطتل	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
عطاقم ل لعافتل	Human, Mouse
SWISS	Q13509
نرتورب ل نزو	50kDa
نشل	Ice bag