

Elisa و Wb - J بنرأل نم ةليسنل ددعتم Vps35 داضم Q96Qk1

رصنع ال مقرر: CM0027992



ةمدقم

مت بنرأل نم ةليسنل ددعتم VPS35 داضم فدهتسي. ELISA و WB ل هتحص نم ققحتل، نوتلاد وليك 92) يرأفل او يرشبل ال VPS35 عمجل ةيساسأ ةيعرف ةدحو. (UniProt Q96QK1) يف ةلومحل زرفل ةيروض رمورتيرل ضررب ةطبترمو ةيلخلال تاميسجل لخل لقنل ثا بآل بسانم. نوسنكراب ايلخل.

ديزل فرعا

لماعل	هميل
جتنم الم سا	VPS35 Rabbit pAb
راعستم مس/اتاطحال	MEM3, PARK17, VPS35
عونل	ناسن
نيجل فرعم	55737
دصتسم ال	(NP_060676.2) يرشبل ال VPS35 نم 1-250 ةينمأل اضا مالأ عم قفاوتي لسلسل ىلع يوتحي بيكرتل داعم يجامدنا نيوترب
ردصم ال	بنرأ
ةئفلا	ةليسنل ددعتم ةداضم ماسجا
قبطتل ال	WB, ELISA
عطاقت الم لعافتل	رأف، ناسن
SWISS	Q96QK1
نيوترب ال نزو	92kDa
نحش ال	جلت ةبيقح