

و Ihc-P و J- Vps4A J- Wb و ددعت م داضم مسج If/Icc و Elisa - Q9Un37

رصنع ال مقرر: CM0025188



مقدم

ج VPS4A ج (pAb) ون ال ددعت م يبنراً داضم مسج WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA. ذرل او رأف او ناسن إال ىدل VPS4A فشكي. ةلخادل تاميسجل ربع لقنل اأا بأل يلاثم م عربتو، ايالخل ماسقن او، ةيولخل اأاسورف ال.

ديزم ال فرع

لماعم ال	همىق ال
جتنم ال مسا	بنراً pAb VPS4A
ةليدب ءامسأ / اأا االم	SKD1، SKD2، VPS4، SKD1A، CIMDAG، VPS4-1، VPS4A
عون ال	ناسن
نيسن (ال) نيسن فرع م	27183
نيسن فرع م	27183
يعانم ال دضتسم ال	NP_037377.1) رشب ال VPS4A ج- 120 ىل 1 م ةينم ال اأام ال عم قفاوتي لسلسل ىلع يوتحي فلتؤم يامدن ني تورب / يعانطصا ديتبب
ردصم ال	بنراً
ةفلا	ةلنن ال ددعت م داضم ال ماسج ال
قبطط ال	WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA
لدابت ال لعافت ال	ذرل، رأف، ناسن
SWISS	Q9UN37
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 49
نحش ال	جلت سيك