


J- Wdr48 J- Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Taf3

رصدن عل مقرر: CM0024744



ةمدقم

فدهتسي ةلئسنلا ددعت م بنرأ داضم مسج عزن تا عمجل مظنم وهو WDR48، ةوونلا ضمحل لال صإو نئتي وكي بويلا ناسنإلا تاني ع في WB، IHC-P، ELISA ل بسانم راسم ثا حبأ نم نكمي. ذرل او رافل او ناطرسل او نئتي وكي بويلا.

ديزل فرعا

راي عملا	ةم يلا
جت نمل مسا	WDR48 (pAb) ةلئسنلا ددعت م بنرأ داضم مسج
رخا ءامسا/تاطحال م	P80: UAF1: Bun62: SPG60: WDR48
فدهتسملا لئلا	ناسنإلا
(ناسنإلا) لئلا فرعا	57599
يعانملا دصتسملا	فلتؤم نئتي ورب
ردصملا	بنرأ
ةئلا	ةلئسنلا ددعت م ةداضم ماسجا
قئب طئلا	WB، IHC-P، ELISA
لئلا لئلا لئلا	ذرل، رافل، ناسنإلا
SWISS	Q8TAF3
نئتي وكي بويلا لئلا لئلا	نوتلاد وليك 76
لئلا	لئلا لئلا