

(Wb) - يبرغل ليجرتل Wnk1 دس ةلسنل ديجو داضم Q9H4A3

رصنعلا مقرر: CM0004291

ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم ةلسنل ديجو داضم
نم ققحتلا مت (Q9H4A3) يرشبب ال WNK1
(Western blot) يبرغل ليجرتل هتيجال ص
رأفل عمأب لاصتم لعافتو ELISA؛ ةنقتو
في WNK1 زانك ةراشإ في ثحبلل يلاثم
تانويأ لقنو مدلا طغض ميظنت

ديزملا فرع

راي عمل	ةمقلا
جتنملا مسا	WNK1 Rabbit mAb
ةراعتسم ءامسأ/اتاطحال م	KDP; PSK; p65; HSN2; HSN2; PRKWNK1; PPP1R167; WNK1
عاونألا	ناسنإ
م (ناسنإ) (GeneID) نيجلا فرعم	65125
دصتسملا	Q9H4A3) يرشبب ال WNK1 نم 1-100 ةنيمألا صامألا لخاد لسلسلست عم قفاوتي يبيكرت ديتبب - يبيكرت ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلسنل ديجو داضم
قيبطتلا	WB, ELISA
بالصتلا لعافتلا	رأف
SWISS	Q9H4A3
نيتوربال نزو	251kDa
نحشلا	جلت سيك