


Wnk1 J- Wb و If/Icc و Elisa - Q9H4A3 ةجسنأل ددعت م داضم

رصنع ال مقرر: CM0024580



ةمدقم

دض بنارأل نم ةجسنأل ددعت م يعانم داضم و يبرغل فاشنلل هيلع قدصم ،يرشب ال WNK1 يف ساسأ زانك وه WNK1. ELISA و IF/ICC طغض مظنت يت ال WNK-SPAK/OSR1 ةلسلس يرورض وهو ،ايالخل مجحو تانويأل نزاوتو مدل ةيومدل ةيعوأل او بلقل او لكال ثاحبال

ديزمال فرع

لماعمال	هميقل
جتنم ال مسا	WNK1 Rabbit pAb
ةراعتسم ال ءامسأل / تاطحال ال	KDP, PSK, p65, HSN2, HSN2, PRKWNK1, PPP1R167, WNK1
عون ال	يرشب
ناسنل (نيج ال فرع)	65125
نيج ال فرع	65125
يعانم ال دصتسم ال	يرشب ال WNK1 نم 210 ل 1 نم ةينمأل ضامأل لباقي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب (NP_055638.2)
ردصم ال	بنرأ
ةئف	ةجسنأل ددعت م داضم ال
قبطت ال	WB, IF/ICC, ELISA
لدابت ال لعاتل	يرشب
SWISS	Q9H4A3
نوتوربال نزو	نوتلاد وليك 251
نحش ال	جلت سيك