


Wnk3 ددعت م أشنم ل ددعت م Wnk3 داضم - Wb, If/Icc, Elisa - Jj بنرأل نم أشنم ل ددعت م Wnk3 داضم - Q9Byp7

مصنع ال مقرر: CM0016512



مقدم

م ت بنرأل نم أشنم ل ددعت م WNK3 داضم فشكلي WB, IF/ICC, ELISA. ل هنم ققحت ال يلاثم. يذرج ل او، يرأف، يرش ب ال WNK3 مجح ميطنتو يئابره ك ل نزاوت ال ةساردل ةصا ل IVD ل ماخل داوم ال ةطفح م نم. ةلخل الش CamelBio.

ديزم ل فرع

لماع ل	همي ل
جتنم ل مسا	WNK3 Rabbit pAb
راعسم مس/اتاطح ل م	PRKWNK3; WNK3
عاون ل	ناسن
GeneID (ناسن)	65267
GeneID	65267
دضتسم ل	يرش ب ال WNK3 نم 500-600 ةني مأل اصامح ل عم قفاوتي لسلست ل ع يوتحي بيكرت ل داغم يجامدن ني تورب (NP_065973.2)
ردص ل	بنرأ
ةف ل	أشنم ل ددعت م داضم
قيبطت ل	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقت ل لعافت ل	ذج، رأف، ناسن
SWISS	Q9BYP7
ني تورب ل نزو	198kDa
نحش ل	جلت سيك