

Wtap Jj- Wb، وIhc-P، وElisa - Q15007 دض ةليسننل ديحو داضم رصنعلا مقرر: CM0004348



ةمدقم

JJ- بنرأل نم WTAP JJ- ةليسننل ديحو داضم ناسنإل ىلع فرعتي WB، وIHC-P، وELISA. ذرچلاو رآفلو فيصوتلا مظنم فدهتسي. ةليثم في كراشملاو pre-mRNA JJ- ليدبلا ثاأل يلاثم. ةيودلا ةيلخلو m6A ربتخملا في صيخشلا (IVD).

ديزمل فرعلا

راي عملا	ةفصاوملا
جتنملا مسا	WTAP Rabbit mAb
راعتسم مس/اتاطحالم	Mum2; WTAP
عونلا	Human
GeneID	9589
دضتسملا	NP_004897.2) يرشبلا WTAP نيئورب نم 212-355 ةنيئمألا صامألا عم قفاوتني لسلست ىلع يوتحي بيكرتلا داعم يجامدن نيئورب
ردصملا	Rabbit
ةئفلا	Monoclonal Antibodies
قيبطتلا	WB, IHC-P, ELISA
عطاقتلا لعافتلا	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q15007
نيئوربلا نزو	44kDa
نحشلا	Ice bag