

Elisa، Icc/ةعانملا، Blot فتلل ةللسنلا ددعتم Wtap داضم Q15007

CM0018094: رصنعلا مقر



ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم ةليسنلا ددتم داضم
Western blot لـ هنم ققحتلا مت ،يرشب ال WTAP
فشتكي . ELISA و ،تنسرول فلابة غانملاو ،
بسانمو ،يذجلالو يرأفلاو يرشب ال WTAP
ليصوتلا ميطننتو m6A ةليثم ثاحبال
ليدل.

ديزمل افرعا

رأي علمي	معلومات
جنت من المس	WTAP Rabbit pAb
مستعمل / استخدام	Mum2; WTAP
الوزن	إنسان
نوع الفرع	9589
مستعمل	(NP_004897.2) يرش بـ WTAP من 212-355 في مآل الضامح مع قفوت لسلست يلع يوتحي بيكرت الداعم يجامدنا نيتورب
ردص	بنر
الفئة	هليل النة ددعت مادص
الطبقات	WB, IF/ICC, ELISA
مناطق التفاعلات	ذبح ، أف ، إنسان
SWISS	Q15007
نيتورب الوز	44 kDa
النشأ	جلت سيك