


بنرأل نم ةليسننل يداج Ykl-40/Chi3L1 داضم Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P36222

رصننعل مقرر: CM0003455



ةمدقم

بنرأل نم ةليسننل يداج YKL-40/CHI3L1 داضم صاخ WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. (هبيكرت داعم) بلصتم لكشب لعافتو، يرشبل YKL-40 ةداعو، باهتلال اءابأل يلاثم. ذرءالو رآفل عم تارشؤملا نع ءءبللو، ةءسننل ليكشت ةويءل.

ديزملا فرعا

لماعمل	ةمقل
ءننملا مسا	بنرأل نم ةليسننل يداج YKL-40/CHI3L1 داضم
ءراعتسم ءامس/ءاطءالم	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
ءاونأل	ناسن
نءءل الفرعم (GeneID)	1116 (ناسن)
ءصءملا	NP_001267.2 يرشبل YKL-40/CHI3L1 نم 284-383 ةننملا صامألل لءاء لسلسل عم قفاوئي يونص ءيءب
رءملا	بنرأ
ءءة	ةليسننل ةداعو يداج ءاضم ماسء
قءبءل	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
بلصءملا لعافءل	ذرء، رآف، ناسن
SWISS	P36222
نءءوربل نزو	نوءلء ولىك 43
ءءلل	ءلء سءك