


Ykl-40/Chi3L1 - ج داضم يبنارأ ينوليكيلوب داضم

Elisa - P36222 و If/Icc و Ihc-P و Wb تاقيبطتلل

مقرر: CM0030030 رصنع



ةمدقم

و WB - ج دمتعم YKL-40/CHI3L1 Rabbit pAb داضم
ني تورب ىلع فرعتي. ELISA و IF/ICC و IHC-P
ني تكي ل وهو، يذرجل او يرأفل او يرشب ال CHI3L1
في كراشي نوتلاد وليك 43 يئي زج نزوب
يلاثم. ةجسنأل ليكشت ةداعإو باهتلال
يربتملم صيخشتلل ثاحبأل

ديزمل فرعا

راي عمالم	ةم ي ق ل
جت نم الم مسا	YKL-40/CHI3L1 Rabbit pAb
ةراعتسم الم ءامسأل / تاطحال الم	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
عون الم	يرشب
م (يرشب) ني ج الم فرعم	1116
ني ج الم فرعم	1116
يعانم الم دضتسم الم	YKL-40/CHI3L1 (NP_001267.2) ني تورب نم 383 ىل 22 نم ةيني مأل اضا مأل قفاوي لسلسلت ىلع يوتحي فلتؤم يجامدنا ني تورب
ردص الم	بنارأ
ةئف الم	ةينوليكيلوب الم دادصأل
تاقيبطتل الم	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابت الم لعافت الم	ذج، رأف، يرشب
SWISS	P36222
ني تورب الم نزو	نوتلاد وليك 43
نحش الم	جلت سيك