


Zap70 JI- Wb، If/Icc، Elisa - P43403
دض لئاسنل ددعت م داضم
مقر: رصنع ال مقرر CM0019750



مقدم

ZAP70 مض بنرأل نم لئاسنللا ددعتم داضم نم ققحتلا مت. (aa 1-300: مضتسملا) يرش بلا لعافتي. WB, IF/ICC, ELISA. ل هتي حالص بسانم. درجلو رأفلا عم لدابتم لكشب. ةيفيكتلا ةعانملاو T اياخلا تاراشا ثاحبال

ديزمل فرعا

معلومات	الاسم
مصدر المسح	ZAP70 Rabbit pAb
معلومات عامة	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
معلومات عامة	ناس
GenID (ناس)	7535
GenID	7535
معلومات	(NP_001070.2) يربط ZAP70 من 1-300 نيونيم ألامح ألام قفاوتي لسلست يلى ويوتجى بيكرت الداعم يجامدنا نيوتورب
معلومات	بنر
معلومات	لئاسنل اددعتم دادصأ
معلومات	WB, IF/ICC, ELISA
معلومات	ذخ، رأف، ناسن
SWISS	P43403
معلومات	70kDa
معلومات	جلى سىك