

Elisa و Wb - ج ل ب ن ر أ ل ن م ت ا د ض ت س م ل ا د د ع ت م Znf350 د ا ض م Q9Gzx5

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0029952

ة م د ق م

د ض ب ن ر أ ل ن م ت ا د ض ت س م ل ا د د ع ت م د ا ض م
ق ق ح ت ل م ت (ZBRK1, ZFQR) ي ر ش ب ل ZNF350
ة ي ر ش ب ت ا ن ي ع ف ش ك ي . ELISA و WB - ل ه ن م
ع م ق ب ة ق ل ع ت م ل ت ا س ا ر د ل ل ب س ا ن م . ة ي ر أ ف و
ي و و ن ل ا ض م ح ل ا ف ل ت ة ب ا ح ت س ا و خ س ن ل ا

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	ZNF350 Rabbit pAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	ZFQR; ZBRK1; ZNF350
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	59348
ن ي ج ل ا ف ر ع م	59348
د ض ت س م ل ا	(NP_067645.3) ي ر ش ب ل ZNF350 ن م 285-532 ة ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ت ا د ض ت س م ل ا ة د د ع ت م د ا د ص ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف , ن ا س ن ا
SWISS	Q9GZX5
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	60kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك