

و Jb- Wb Jb- Znf677 داضم بنارأ ةللسنل دىحو داضم مسج
Elisa - Q86Xu0

CM0024315: رصنعلا مقر

ةمدقم

ببنارألأ نم ةليسنلل ددعتم داضم مسج
هنزو) يرشبل ZNF677 ني تورب فدهتسي
في تاقيبطلل (نوتلاد وليك 68 ئيئيجلا
صحفلو (WB) يعاقفل لقنل ليح
عم لعافتى. (ELISA) طبترملي ميئزئلا
ميظنتلا تاساردل بسانم. ناذجلاو نارئفلا
ةطبترملا ةيوونل تاني توربلو ليخسنل
ي.وونل ضمحلابل

ديزمل فرعا

معلومات عامة	معلومات
مستخلص من	ZNF677 Rabbit pAb
معلومات عامة / مواصفات	ZNF677
الوزن	مغلي
مستخلص (مغلي)	342926
معلومات عامة	(NP_872415.1) مغلي ZNF677 مستخلص من 200 إلى 50 نانومتر من خلاصة خلايا ليفية من جنين دجاج
معلومات عامة	مغلي
معلومات عامة	معلومات عامة
معلومات عامة	WB, ELISA
معلومات عامة	مغلي، راف،
SWISS	Q86XU0
مستخلص من	معلومات عامة
معلومات عامة	مغلي