

Apc Anti-Cd158A/Kir2DL1 J- Fc - P43626

رقم المنتج: CM0010467



مقدمة

يحتوي المنتج على بروتين من عائلة السنينل يداخاً داضم مسج
يرشبل CD158a/KIR2DL1 فدهتسي APC.
رېبعتل يولخل قفدتل ليلحتل ممصم
ةلتاقل الاخلل في طبيبتل لبقتسم
هتفيطووة يغيبتل

ديزمل فرع

معلومات	معلومات
جنت الم س	APC Rabbit anti-Human CD158a/KIR2DL1
سأءاس/اتاطالم	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
عونل	يرشب
نيجل فرع	3802
نيجل فرع	3802
يعانم لدضتسم	CD158a/KIR2DL1 ن 22-245 مةني مأل ضامأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيوتوب (NP_055033.2).
ردصم	بنر
ةف	ةلسنل يداخاً داضم ماسج
قبطتل	FC (يولخل قفدتل)
لدابتل لعافتل	يرشب
SWISS	P43626
نيتوربلل يئيزجل نزول	نوتلاد وليك 39
نشل	جلتسيك