

يرشبل ال Cd101/Igsf2 -ل داضم ال Apc ةل يسننل يداحأ داضم Q93033 - ايلخل قفدتل

رصنعل مقرر: CM0011465

ةمدقم

APC عم قفارت م بنرأل نم ةل يسننل يداحأ داضم
يرشبل ال (IGSF2، V7، EWI-
101) CD101 فشك، ايلخل قفدتل ممصم
ةئئاتل ايلخل رثاكتل طبثم وهو، يرشبل
ايلخل او ةيعانم ال ايلخل يف هنع ربعي
ةرشل.

ديزم الفرع

لماعمل	ةفصاومل
جت نم الم سا	APC يرشبل ال CD101/IGSF2 دض بنرأل نم (mAb) ةل يسننل يداحأ داضم
ةراعتسم ءاسم/أطاحالم	V7: IGSF2: EWI-101
عاونأل	ناسن
م (ناسن) نجلل فرع	9398
نجلل فرع	9398
دضتسم ال	CD101/IGSF2 يرشبل ال (NP_004249.2) نم 21-410 ةني مأل ضامأل عم قفاوتي لسلست يلغ يوتحي بيكرتل داغم يجامدنل نيتورب
ردصم ال	بنرأ
ةئف	ةل يسننل يداحأ داضم
قبططل	FC
عطاقت الم لعافتل	ناسن
SWISS	Q93033
نيتوربل نزو	115kDa
نشل	جلت سيك