


نم يرش ب ال Cd28 ل- ة داضم ال Apc ة لسن ال ة ديح و دادضاً P10747 - ايلالخل قفدت ل بنرأل

رصن عل مقرر: CM0008523



ةمدقم

قفارتم بنرأل نم ة لسن ال ديح و داضم مسج
م ت، (Tp44) يرش ب ال CD28 فدهت سي APC عم
يلاثم. ايلالخل قفدت ل هتحص نم ققحت ال
زي فحت ل او، ة ئات ال ايلالخل طيشنت ة سار دل
لكش ب لعافت ي. يعانم ال نزاوت ل او، كرتشم ال
ناسن إال عم لدابت م.

ديزم ل فرع

لم اعلم	همي قل
جتنم ل م سا	APC ب يرش ب ال CD28 دض بنرأل نم (mAb) ة لسن ال ديح و داضم مسج
راع سسم س/ات اطاح ال م	Tp44
عون ل	ناسن
م (ناسن) نيح ل فرع م	940
ردصم ل	بنرأ
ة ل	ة لسن ال ة ديح و دادضاً
ق يبطت ل	FC (ايلالخل قفدت)
ل عادت ل لعافت ل	ناسن
SWISS	P10747
نيتور ب ل نزو	25kDa
نحش ل	جلت سيك