

قودت لل Tlr3 ناسن إلل داضم Apc ةل س نل دى و داضم مسج 015455 - يولخا

رصن عل مقرر: CM0011928



ةمدقم

ب نرتقم بنرألا نم ةل س نل دى و داضم مسج
APC (CD283، IIAE2،
IMD83) يرش ب ال TLR3 فدهت سي
قودت لل هت يخالص نم ققحتا لت م
ةساردل يلاثم وهو، اىالخلا لخد يولخلا
ةرطفلا ةيعانملا تاباجت سالا.

دى زملا فرع

راى عملا	هم يالا
جت نملا مسا	TLR3 ناسن إلل داضم بنرألا نم Apc ةل س نل دى و داضم مسج
ةل دبلا ءام سالا/اتاطا حالملا	CD283: IIAE2: IMD83
عونلا	ناسن إلا
ناسن إلا) نى جلا فّرعم	7098
نى جلا فّرعم	7098
يعانملا دضت سمل	يرش ب ال TLR3 نم 24-339 ةني مأل اضا مأل نمضّال سلسلت لباقى فلتؤم نى تورب (NP_003256.1)
ردصملا	بنرألا
ةفلا	ةل س نل دى و داضملا ماسجالا
قىبطتلا	FC (اىالخلا لخد)
يبلا صلتا لعافتلا	ناسن إلا
SWISS	O15455
نى توربلا نزو	نوتلاد ولىك 104
حشلا	جلا ت سىك