

**٤١- أفرأف الـ Cd19 لـ ةداضم الـ Apc ةللسنل ةداحأ ةداضم ماسجأ
P25918 - ايلالخل قفدل**

CM0004495: رصنع لاقر

ةمدقم

طبترم بنرأل نم ةليسنلل يدأح اداضم مسج
ققحتل مت ،يرأفل CD19 فدهتسي APC -ب
ايالخل ديدحتل يلاثم .ايالخل قفدتل هنم
فرعتي .تاراشلإ ثاحبأو ،هزيامتو ،ةيئابلا
نوتلاد ولئك 60 ،ةيلخلل جراخ لاجمل يلعل

ديزمل فرعا

ل م ا ع م ل ا	ل ي ص ا ف ت ا
ج ت ن م ل م س ا	APC Rabbit anti-Mouse CD19 mAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ح ا ل م	Cd19
ع ا و ن ا ل ا	ر ا ف
GeneID (ا ل ي ر ش ب ا ل ا)	930
GeneID	12478
د ص ت س م ل ا	NP_033974.2) ي ر ا ف ا ل CD19 م 19-287 ة ي ن م ا ل ا ص ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ل ا ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ا ل ف ة	ة ل ي س ن ل ا ة ي د ا ح ا ة د ا ص م م ا س ح ا
ا ل ف ي ب ط ت ا ل ا	FC
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ا ل ا	ر ا ف
SWISS	P25918
ن ي ت و ر ب ا ل ا ن ز و	60kDa
ا ل ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك