

نرتقم ج- Cd223/Lag-3 داضم يبنرأ ةليسنل ديحو داضم مسج ب- P18627 - يولخل قفدتل سايقول Apc

مصنوع ال مقمر: CM0012162



مقدم

ب- نرتقم يبنرأ ةليسنل ديحو داضم مسج
سايقول يرشبال CD223/LAG-3 فدهتسي APC
ةطقنل آل بقتسم LAG-3 دُعي. يولخل قفدتل
ايالخل طاشن مظني ةيعانم شيتفت
ماروأل او ةعانمل ثاحبال بسانم. ةيئاتل
ةيصيخشتل تارابتخال ريوطتو

ديزمل فرع

رايعم ال	هميقل
جتنم ال مس	APC ب- نرتقم يرشبال CD223/LAG-3 داضم يبنرأ ةليسنل ديحو داضم مسج
ليدبل مسال/اتاطحال ال	CD223
عون ال	ناسنل
مجيال فُرم	3902
مجيال فُرم	3902
يعانم الدضتسم ال	(NP_002277.4) يرشبال LAG3 م 23-430 ةينيمل اضمأل لباقيل لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب: فلتؤم ني تورب
ردصم ال	بنرأل
ةف	ةليسنل ةديحو ةداضم ال ماسحال
قبيطت ال	FC
لدابتم ال لعافت ال	ناسنل
SWISS	P18627
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 57
حشال	جلت سيك