

ب- قفارت م ي ب ن ر أ ة ل ي س ن ل ا ة ي د ا ح أ ل ا ة د ا ض م ل ا م ا س ج أ ل ل خ ا د ي ق ف د ت ل ا س ا ي ق ل ل ي ر ش ب ل ا C d 3 E ل ا ة د ا ض م ل ا A p c P 0 7 7 6 6 - ي و ل خ ل ا

ر ص ن ع ل ا م ق ر : C M 0 0 0 4 1 5 1



ة م د ق م

ب- قفارت م ي ب ن ر أ ة ل ي س ن ل ا ة ي د ا ح أ د ا ض م م س ج
C D 3 ن و ل ي س ب إ ة ل س ل س ف د ه ت س ي A P C
ه ت ي ح ا ل ص ن م ق ق ح ت ل ا م ت ، (C D 3 E) ة ي ر ش ب ل ا
ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ي و ل خ ل ا ل خ ا د ي ق ف د ت ل ا س ا ي ق ل ل
ة ب ا ج ت س ا ل ا و ة ي ئ ا ت ل ا ي ا ل خ ل ا ط ي ش ن ت
ع م ق ف ا و ت ي . ر ش ب ل ا ع م ل ع ا ف ت ي . ة ي ع ا ن م ل
UniProt P07766.

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ن م ل ا م س ا	ب- قفارت م ي ر ش ب ل ا C D 3 ل ا د ا ض م ي ب ن ر أ ة ل ي س ن ل ا ة ي د ا ح أ د ا ض م م س ج
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	T3E; TCRe; IMD18; CD3epsilon
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م (ي ر ش ب) ن ي ج ل ا ف ر ع م	916
ن ي ج ل ا ف ر ع م	916
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ل ا ة ي د ا ح أ ل ا ة د ا ض م ل ا م ا س ج أ ل
ق ي ب ط ت ل ا	(ي و ل خ ي ل خ ا د) ي ق ف د ت س ا ي ق
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ي ر ش ب
SWISS	P07766
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 23
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك