


ل- عداضم ال بنارأل نم ةل س ن ال ة يداح أ عداضم ال ماسجأل ايلخالاب ليلحتلل Apc ب- طبتؤم ال يرشب ال Cd123 P26951 - ةيدضنم ال

رصنع ال مقرر: CM0008182



ةمدقم

ب- طبتؤم ال بنارأل نم ةل س ن ال ة يداح أ داضم مسج
يرشب ال CD123 لبقتسم فدهتسي APC
(IL-3R α) (FC) ةيدضنم ال ايلخالاب ليلحتلل
فرعتي؛ مدلل ةنوكم ال ايلخالاب أ بسانم
غلبي يني تورب نزوب يرشب ال CD123
نوتلاد وليك 43

ديزم ال فرع

ةمدقم ال	ةمدقم ال
جتنم ال مسا	ب- طبتؤم ال يرشب ال Cd123 ل- عداضم ال بنارأل نم ةل س ن ال ة يداح أ داضم مسج
ةراعتسم ال ءامسأل / تاطحال ال	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alpha
عون ال	يرشب
نيج ال فرع	3563
يعانم ال دضتسم ال	يرشب ال CD123 ني تورب نم 378 ل 1 نم ةيني مأل ضامأل عم قفاوتي لس لس س يلع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب (NP_002174.1)
ردصم ال	بنرأ
فينصت ال	ةل س ن ال ة يداح أ عداضم ال ماسجأل
قبطت ال	FC
لدابت ال لعافت ال	يرشب
زمر SWISS	P26951
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 43
نجلش ال	جلت سيك