

يرشب الـ Cd33 - ل داضم بناراً ةلـسننل يداحاً داضم مسج P20138 - يقفدتل يولخلل سايقلل Apc - ب قفارتل رصنعلا مقرر: CM0009523



ةمدقم

ب قفارتل بناراً ةلـسننل يداحاً داضم مسج
فرعم، (Siglec-3) يرشب الـ CD33 فدهتسي APC
سايقلل هتـحالص نم ققحتل مت، (945 نيـجل
ايلخ ةساردل يلاثم. يقفدتل يولخلل
، ةريغصلل ةيقبذل ايلخلل، ةيـعاخلل ةلالسل
SWISS: داحل يـعاخلل مدلل ناطرس ايلـخو
P20138.

ديزملل فرع

ةمدقم	ةمدقم
ب قفارتل APC	ل داضم بناراً ةلـسننل يداحاً داضم مسج
ةلـدب ءامسأ / تاطحالـم	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
عونل	يرشب
نـجلل فرعم	945
يـعانمـل دضتسمـل	نـجلل 259 18 نم ةيـنـمـالـل صامـالـل لـباقـي لـسـلـسـتـي لـعـيـوتـحـي فـلـتـؤـم يـجـامـدـنـا نـيـتـورـب (NP_001763.3) يرشب الـ CD33 نـيـتـورـبـل
رـدصـمـل	بناراً
ةئفل	ةلـسننل يداحاً ةداضمـل ماسـجـالـل
قـيـبـطـتـل	(FC) يقفدتل يولخلل سايقلل
لدابتـمـل لـعـافـتـل	يرشب
SWISS	P20138
نـيـتـورـبـل نـزو	نوتالاد وليك 40
نـحـشـل	جلت سيك