

Cd44 - ج. عداضم بن رأ نم ةل س ن ل ة د ا ح أ ة د ا ض م م ا س ج أ
P16070 - ي ب ا ي س ن ا ل ا ي و ل خ ل ا ص ح ف ل ل ي ر ش ب ل ا

CM0011986: رصنعلا مقر



مقدم

بنرأ نم فلتؤم ةليسنل ايدأ ااضم مسج
يرشب ال CD44 فدهتسي APC عم قفارت م
مادختسالل هتحص نم ققحتل م ت ،(P16070)
تاساردل يلاثم .يولخل قفدتل سايق ي
ةرجهل او ،قاصتلال ،ةيوافم يلال ايلخل عمجت

ديزمل فرعا

معلومات	الاسم
اسم	CD44 جلي داصم APC بن
نوع	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1
نوع	ناس
نوع (ناس)	960
نوع	960
نوع	(NP_000601.3) يرش ب CD44 م 20-178 ة ين م أ ل ص ا ح أ ل ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ل ت ي ل ع ي و ت ح ي ج ا م د ن ا ف ل ت و م ن ت و ر ب
نوع	بن
نوع	ة ل س ن ن ل ة د ا ح ا د ا ص م ا س ح ا
نوع	FC (ا ي ا ل خ ل ق ف د ت ص ح ف)
نوع	ناس
SWISS	P16070
نوع	82kDa
نوع	ح ل ت س ي ك