

ب- قفارت م بنرأال نم ةل س ن ال ة داحأ ال ة داضم ال ماسجأال - يولخ ال قفدت اب ل لحتل ل يدرق ال/ يرش ب ال Cd3 دض Apc P07766

رصنن عل مقرر: CM0009405



ةمدقم

ب- قفارت م بنرأال نم ةل س ن ال ة داحأ داضم م مسج
CD3 نول س ب ةل س لس فدهت س ي APC
هت حص نم ققحتل م ت، يدرق ال/ يرش ب ال
يلاثم. يولخ ال قفدت اب ل لحتل ل
تاساردو، ةيئات ال ايلخلل يعانم ال في نصت ل
ةعانم ال ثا ب أو، ةيئات ال ايلخلل روطت
ةي في كتل.

ديزم ال فرع

ةم ل عمل	ةم ي ل
جتنم ال مس	يدرق ال/ يرش ب ال Cd3 دض APC ب- قفارت م بنرأال نم ةل س ن ال ة داحأ داضم م مسج
ليدب مس / تاطحال م	T3E; TCRC; IMD18; CD3epsilon
عون ال	يرش ب
م (رش ب ل) ني ج ال فرع م	916
ني ج ال فرع م	916
يعانم ال دضت س م ال	(NP_000724.1) يرش ب ال Cd3 ني تور ب ل 126 ل 1 نم ةي ن م ال ا ضامأال عم قفاوتي لس لس ت يلع يوتحي مزتؤم يجامدن ني تور ب
ردصم ال	ب نرأ
ةف ال	ةل س ن ال ة داحأ ال ة داضم ال ماسجأال
ق ي بطت ال	(FC) يولخ ال قفدت ال
لدابت م ال لعافت ال	(Cynomolgus) نرقم ال نادع س ال، يرش ب
SWISS تاناي ب ةدع اق	P07766
ني تور ب ال نزو	نوتلاد وليك 23
نحش ال	جلت سيك